

Anticorps Polyclonal Anti-Gpc6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y625

Numéro d'article: CM0028065

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin (pAb) dirigé contre GPC6 est validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît le GPC6 humain et murin, un protéoglycane à sulfate d'héparane impliqué dans la signalisation WNT5A, d'un poids moléculaire de 63 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPC6 pAb de lapin
Remarques / Alias	OMIMD1; GPC6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10082
GeneID	10082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-530 de GPC6 humain (NP_005699.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y625
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace