

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpd1 Pour Wb Et Elisa - P21695

Numéro d'article: CM0027572



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GPD1 validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée contre l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme du glycérol et de la fonction hépatique dans des applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GPD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GPD-C; HTGTI; GPDH-C; GPD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2819
GeneID	2819
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-349 de la GPD1 humaine (NP_005267.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21695
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace