

Anticorps Polyclonal Anti-Gpd2 Pour Wb, Elisa - P43304

Numéro d'article: CM0026949

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GPD2 humaine (glycérol-3-phosphate déshydrogénase mitochondriale). Vérifié pour WB & ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris/le rat. Convient pour les études sur les maladies métaboliques et mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GDH2 ; GPDH ; mGDH ; mGPDH ; GPD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2820
GeneID	2820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-325 de la GPD2 humaine (NP_000399.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43304
Poids moléculaire de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace