

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gpd2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P43304

Numéro d'article: CM0009446

Introduction

CamelBio fournit un anticorps monoclonal de lapin anti-GPD2 de haute qualité (P43304), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il détecte la GPD2 humaine et de rat, une glycérol-3-phosphate déshydrogénase mitochondriale essentielle à la détection du glucose par les cellules bêta pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPD2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GDH2; GPDM; mGDH; mGPDH; GPD2
Espèce	Humaine
ID du gène	2820 (Humaine)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-325 de la GPD2 humaine (NP_000399.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, rat
SWISS	P43304
Poids moléculaire de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace