

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpd2 Pour Wb, Elisa - P43304

Numéro d'article: CM0023305

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GPD2 humain (glycérol-3-phosphate déshydrogénase mitochondriale) pour les applications WB et ELISA. Convient pour les échantillons humains, de souris et de rat. Composant clé de la détection du glucose dans les cellules bêta pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-GPD2
Remarques/Alias	GDH2, GPDM, mGDH, mGPDH, GPD2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2820
ID de gène	2820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-325 du GPD2 humain (NP_000399.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43304
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace