

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gper1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99527

Numéro d'article: CM0017714



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GPER1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte GPER1 humain, de souris et de rat. Adapté pour l'étude de la signalisation des œstrogènes, la recherche cardiovasculaire et reproductive. Sw-Prot Q99527.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-GPER1 de lapin
Remarques/Alias	mER; CEPR; GPER; DRY12; FEG-1; GPR30; LERGU; LyGPR; CMKRL2; LERGU2; GPCR-Br
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2852
GeneID	2852
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 307-375 de GPER1 humain (NP_001496.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99527
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace