

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-GpIX/Cd42A/Gp9 Pour Wb, Elisa - P14770

Numéro d'article: CM0006427



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la glycoprotéine plaquettaire IX (GPIX/CD42a/GP9) humaine, adapté pour WB et ELISA. Outil essentiel pour la recherche sur l'hémostase et l'adhésion plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GPIX/CD42a/GP9 Lapin mAb
Remarques/Alias	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Espèce	Humain
GeneID	2815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-140 de GPIX/CD42a/GP9 humain (NP_000165.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P14770
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace