


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpkow Pour Wb Et Elisa - Q92917

Numéro d'article: CM0015150



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine GPKOW (protéine contenant un domaine G-patch et des motifs KOW). Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Impliqué dans l'épissage des pré-ARNm. - Q92917

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPkOW Rabbit pAb
Remarques/Alias	T54; Mos2; Spp2; GPATC5; GPATCH5; GPKOW
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	27238
ID de gène	27238
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127-476 de la GPKOW humaine (NP_056513.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92917
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace