

Anticorps Polyclonal Anti-Gpld1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P80108

Numéro d'article: CM0025351

Introduction

GPLD1 pAb de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la phospholipase D spécifique du GPI humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des ancres GPI et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPLD1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PLD, GPIPLD, PIGPLD, GPIPLDM, PIGPLD1, GPLD1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2822
GenelD	2822
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-160 de la GPLD1 humaine (NP_001494.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P80108
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac isothermique