

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpm6A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51674

Numéro d'article: CM0027902

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GPM6A humain (M6A), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Pour la recherche sur la différenciation neuronale et la plasticité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GPM6A Rabbit pAb
Remarques/Alias	M6A; GPM6; GPM6A
Espèce Cible	Humain
GeneID (Humain)	2823
GeneID	2823
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 1-100 du GPM6A humain (NP_005268.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P51674
Poids Moléculaire de la Protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace