

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpn1 Pour Wb, Elisa - Q9Hcn4

Numéro d'article: CM0014243

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le GPN1 humain (XAB1/MBDIN). Validé pour WB et ELISA, réagit de façon croisée avec la souris. Idéal pour les études d'assemblage de l'ARN polymérase II et d'import nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GPN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	XAB1; MBDIN; NTPBP; RPAP4; ATPBD1A; GPN1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	11321
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-374 du GPN1 humain (NP_009197.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9HCN4
Poids Moléculaire Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace