

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpnmb Pour Wb Et Elisa - Q14956

Numéro d'article: CM0018545

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GPNMB humain (NMB, HGFN), validé pour le western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte la protéine endogène à environ 64 kDa, utile pour les études en oncologie et dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPNMB Lapin pAb
Remarques/Alias	NMB; HGFN; PLCA3; GPNMB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10457
ID de gène	10457
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-486 du GPNMB humain (NP_001005340.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14956
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace