

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpr108 Pour Wb, Elisa - Q9Npr9

Numéro d'article: CM0020990

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-GPR108 (LUSTR2) pour WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur l'appareil de Golgi et la transduction AAV. SWISS : Q9NPR9.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR108 Lapin pAb
Remarques/Alias	LUSTR2 ; GPR108
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56927
GeneID	56927
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-260 du GPR108 humain (NP_001073921.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPR9
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace