

Anticorps Monoclonal Anti-Gpr109A/Hm74A/Hcar2 Pour Wb, Elisa - Q8Tds4

Numéro d'article: CM0004041



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GPR109A/HCAR2 validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible le récepteur à haute affinité de la niacine qui régule la sécrétion d'adiponectine et la lipolyse, adapté à la recherche métabolique et inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR109A/HM74A/HCAR2 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	HCA2 ; HM74a ; HM74b ; PUMAG ; NIACR1 ; Puma-g ; GPR109A ; GPR109A/HM74A/HCAR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	338442
GeneID	338442
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de GPR109A/HM74A/HCAR2 humain (NP_808219.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8TDS4
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace