

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpr141 Pour Wb, Elisa - Q7Z602

Numéro d'article: CM0016596

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GPR141 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les RCP orphelins et les études sur les récepteurs de la membrane cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR141 Lapin pAb
Remarques/Alias	PGR13; GPR141
Espèce	Humain
GeneID	353345
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du GPR141 humain (NP_001316922.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q7Z602
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace