

Anticorps Polyclonal Anti-Gpr151 Pour Wb, Elisa - Q8Tdv0

Numéro d'article: CM0020851

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GPR151 humaine, un GPCR détecteur de protons. Validé pour le Western blot et l'ELISA avec réaction croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études en neuroscience et sur les GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR151 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GPCR ; PGR7 ; GALR4 ; GALRL ; GPCR-2037 ; GPR151
Espèce	Humain
GenelD (humain)	134391
GenelD	134391
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-419 de la GPR151 humaine (NP_919227.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDV0
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sachet de glace