

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpr153 Pour Wb, Elisa - Q6Nv75

Numéro d'article: CM0024420

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GPR153 (PGR1), un récepteur orphelin couplé aux protéines G. Validé pour Western blot et ELISA, réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GPR153 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PGR1; GPR153
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	387509
GeneID	387509
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de GPR153 humain (NP_997253.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6NV75
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac isotherme