


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpr17 Pour Wb, Elisa - Q13304

Numéro d'article: CM0030332



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin GPR17 (Q13304) validé pour WB, ELISA, détectant l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur les récepteurs aux nucléotides d'uracile/leucotriènes cystéinyles et les études sur l'ischémie cérébrale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin GPR17
Remarques/Alias	GPR17
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	2840
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-94 du GPR17 humain (NP_005282.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13304
Poids Moléculaire de la Protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace