

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpr173 Pour Wb Et Elisa - Q9Ns66

Numéro d'article: CM0016155

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GPR173 (SREB3), validé pour la WB et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Cible le récepteur de la phœnixine impliqué dans la signalisation de la GNRH et la prolifération des cellules de la granulosa ; idéal pour la recherche en neuroendocrinologie et en reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR173 pAb de lapin
Remarques/Alias	SREB3 ; GPR173
Espèce	Homme
GeneID (humain)	54328
GeneID	54328
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160 à 230 de GPR173 humain (NP_061842.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q9NS66
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace