

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpr22 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99680

Numéro d'article: CM0022147

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GPR22 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec GPR22 humain, de souris et de rat. RCPG orphelin impliqué dans la signalisation G(i)/G(o) et la ciliogenèse. Idéal pour les applications de recherche cardiovasculaire et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR22 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GPR22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2845
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de GPR22 humain (NP_005286.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99680
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac isotherme