

Anticorps Polyclonal Anti-Gpr32 Pour Wb, Elisa - O75388

Numéro d'article: CM0023288

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine GPR32 (DRV1/RVDR1) humaine pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée validée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR32 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DRV1 ; RVDR1 ; GPR32
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2854
GeneID	2854
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine GPR32 humaine (NP_001497.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75388
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace