

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpr35 Pour Wb, Elisa - Q9Hc97

Numéro d'article: CM0024117



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GPR35 humaine, un RCPG impliqué dans la réponse immunitaire, la cardioprotection et l'inflammation. Validé pour Western blot et ELISA, avec réaction croisée avec la souris. Idéal pour les études de signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR35 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GPR35
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	2859
Identifiant du gène	2859
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la GPR35 humaine (NP_005292.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Souris
SWISS	Q9HC97
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace