

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpr37 Pour Wb Et Elisa - O15354

Numéro d'article: CM0022038

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur de la prosaposine GPR37 (PAELR/EDNRBL), adapté pour Western blot et ELISA. Détecte le GPR37 humain et de rat, soutenant les études sur la myélinisation, l'inflammation et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	GPR37 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PAELR; EDNRBL; hET(B)R-LP; GPR37
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2861
GeneID	2861
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-180 de la GPR37 humaine (NP_005293.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O15354
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace