

Anticorps Polyclonal Anti-Gpr55 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Y2T6

Numéro d'article: CM0016482



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GPR55 humain (LPIR1), validé en WB, IF-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Destiné à la recherche sur la signalisation des GPCR et le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR55 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LPIR1 ; GPR55
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9290
GeneID	9290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-319 du GPR55 humain (NP_005674.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9Y2T6
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace