


Anticorps Polyclonal Anti-Gpr6 Pour Wb, Elisa - P46095

Numéro d'article: CM0017378



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le GPR6 humain pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le GPR6 endogène dans des échantillons humains et murins. Convient à la recherche sur la signalisation des GPCR et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GPR6
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2830
ID du gène	2830
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 253 à 362 du GPR6 humain (NP_005275.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P46095
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace