


Anticorps Polyclonal Anti-Gpr68 Pour Wb, Elisa - Q15743

Numéro d'article: CM0019388



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GPR68 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le GPR68 endogène dans des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la détection du pH et la mécanotransduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR68 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OGR1; AI2A6; GPR12A; GPR68
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8111
GeneID	8111
Immunogène	Protéine recombinante: Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 276-365 de GPR68 humain (NP_003476.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15743
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace