

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpr82 Pour Wb, Elisa - Q96P67

Numéro d'article: CM0019111

Introduction

Étudiez le récepteur couplé aux protéines G orphelin 82 avec cet anticorps polyclonal de lapin. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les études sur les récepteurs de la membrane cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GPR82 Lapin pAb
Remarques/Alias	GPR82
Espèce	Humain
GenID	27197 (Humain)
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GPR82 humain (NP_543007.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96P67
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace