

Anticorps Polyclonal Anti-Gprc5A Pour Wb, Elisa - Q8Nfj5

Numéro d'article: CM0027247

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GPRC5A (RAIG-1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît la protéine 3 induite par l'acide rétinoïque humaine et murine, un suppresseur de tumeur pulmonaire. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études sur les RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPRC5A Lapin pAb
Remarques/Alias	RAI3; TIG1; RAIG1; GPCR5A; PEIG-1; GPRC5A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9052
ID de gène	9052
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 268-357 de GPRC5A humaine (NP_003970.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NFJ5
Poids moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace