

Anticorps Monoclonal Anti-Gprc5B Pour Wb, Elisa - Q9Nzh0

Numéro d'article: CM0002915

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-GPRC5B validé pour WB et ELISA. Détecte le GPRC5B humain avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour les études sur les RCPG et la régulation du volume cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPRC5B Lapin mAb
Remarques/Alias	RAIG2; RAIG-2; GPRC5B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51704
GeneID	51704
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 304-403 du GPRC5B humain (NP_057319.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NZH0
Poids Protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace