


Anticorps Monoclonal Anti-Gprc5D Pour Cytométrie En Flux - Q9Nzd1

Numéro d'article: CM0012789



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GPRC5D humain de qualité recherche, conjugué à , destiné à la cytométrie en flux (FC). Validé sur des échantillons humains ; expédié avec des sacs de glace. UniProt : Q9NZD1. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps mAb de lapin anti-GPRC5D humain
Remarques/alias	GPRC5D
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55507
ID du gène	55507
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de GPRC5D humain (NP_061124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9NZD1
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa/36 kDa/38 kDa
Expédition	Sac de glace