


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpsm2 Pour Wb, Elisa - P81274

Numéro d'article: CM0013761



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin GPSM2 de haute qualité validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris ; cible le modulateur de signalisation des protéines G 2 (LGN) impliqué dans l'organisation du fuseau mitotique et la division cellulaire asymétrique. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	GPSM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	LGN; CMCS; PINS; DFN82; GPSM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29899
GeneID	29899
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-490 du GPSM2 humain (NP_037428.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P81274
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace