

Anticorps Polyclonal Anti-Gpt De Lapin Pour Wb, Elisa - P24298

Numéro d'article: CM0024822

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'alanine aminotransférase 1 humaine (GPT/ALT1). Adapté pour les applications de Western blot et ELISA, avec une réactivité croisée envers la GPT de souris et de rat. Utile pour la recherche sur le métabolisme hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin anti-GPT
Remarques/Alias	ALT ; AAT1 ; ALT1 ; GPT1 ; SGPT ; GPT
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	2875
GeneID	2875
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de la GPT humaine (NP_005300.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24298
Poids Moléculaire Protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace