

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Gpt2 Pour Wb - Q8Td30

Numéro d'article: CM0007258



Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre l'Alanine aminotransférase 2 humaine (GPT2/ALT2), produit contre une protéine recombinante (acides aminés 358-456). Validé pour Western blot et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient à la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM GPT2 Souris
Remarques/Alias	ALT2 ; GPT 2 ; MRT49 ; NEDSPM ; GPT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84706
GeneID	84706
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence située entre les acides aminés 358 et 456 de GPT2 humain (Q8TD30).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TD30
Poids moléculaire protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace