

Anticorps Polyclonal Anti-Gpt2 Pour Wb, Elisa - Q8Td30

Numéro d'article: CM0021895



Introduction

Anticorps polyclonal lapin anti-GPT2 validé pour WB et ELISA. Réagit spécifiquement avec le GPT2 humain (alanine aminotransférase 2), une enzyme métabolique clé ayant des implications dans les troubles neurologiques. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides aminés et les études de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GPT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84706
GeneID	84706
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-410 du GPT2 humain. (NP_597700.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8TD30
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace