

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpvi/Gp6 Pour Wb, Elisa - P0C191

Numéro d'article: CM0023914

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GPVI/GP6 de souris, un récepteur glycoprotéique plaquettaire pour le collagène. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme. Utile pour l'étude de l'activation plaquettaire et de la thrombose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-GPVI/GP6 de lapin
Remarques / Alias	Gpvi; Gm469; 9830166G18Rik; GPVI/GP6
Espèce	Souris
GeneID	243816
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 265 de la GPVI/GP6 de souris (NP_001156486.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P0C191
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace