


Anticorps Monoclonal Anti-Gpx1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07203

Numéro d'article: CM0006372



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le GPX1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude de l'homéostasie redox et de la réduction des hydroperoxydes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GPX1 Lapin mAb
Remarques/Alias	GPXD; GSHPX1; GPX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2876
GeneID	2876
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du GPX1 humain (NP_000572.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07203
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace