


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpx2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18283

Numéro d'article: CM0014193



Introduction

L'anticorps pAb de lapin anti-GPX2 détecte la GPX2 humaine, murine et de rat (P18283) par WB, IHC-P et ELISA. Immunogène recombinant, validé pour les applications de recherche sur l'équilibre redox et le tractus gastro-intestinal. Optimisé pour les études de la fonction de la glutathion peroxydase 2 dans le foie et les tissus gastro-intestinaux, cet anticorps polyclonal assure une détection fiable dans plusieurs formats d'analyse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GPX2
Remarques/Alias	GPRP ; GPx-2 ; GI-GPx ; GPRP-2 ; GPx-GI ; GSHPx-2 ; GSHPX-GI ; GPX2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2877
GeneID	2877
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 180 de la GPX2 humaine (NP_002074.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P18283
Poids moléculaire	22 kDa
Expédition	Sac réfrigérant