


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpx3 Pour Wb Et Elisa - P22352

Numéro d'article: CM0018475



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GPX3 humain (GPx-P) pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible la glutathion peroxydase extracellulaire, une enzyme antioxydante protégeant les cellules des dommages oxydatifs.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | GPX3 Lapin pAb                                                                                                           |
| Remarques/Alias    | GPx-P; GSHPx-3; GSHPx-P; GPX3                                                                                            |
| Espèce             | Humain                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)    | 2878                                                                                                                     |
| GeneID             | 2878                                                                                                                     |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la GPX3 humaine (NP_002075.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                    |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                    |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée | Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS              | P22352                                                                                                                   |
| Poids moléculaire  | 26kDa                                                                                                                    |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                             |