


Anticorps Monoclonal Anti-Gpx4 Pour Wb - P36969

Numéro d'article: CM0002193



Introduction

Validez l'expression de la protéine GPX4 avec cet anticorps monoclonal de lapin validé par knock-out. Adapté aux applications WB, IF-P, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la ferroptose et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPX4 Rabbit mAb [Validé par KD]
Remarques / Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [Validé par KD] GPX4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2879
Identifiant du gène	2879
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la GPX4 humaine (P36969).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36969
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace