


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gpx4 (Validé Par Kd) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P36969

Numéro d'article: CM0009232



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-GPX4 à haute affinité (validé par KD) pour Western blot, IF, IHC et ELISA. Réaction croisée avec la GPX4 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la ferroptose et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb lapin GPX4 [validé par KD]
Remarques / Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [KD Validated] GPX4
Espèce	Humain
ID du gène	2879
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 74-197 de la GPX4 humaine (NP_002076.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36969
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace