


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gpx4 [Kd Validé] Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P36969

Numéro d'article: CM0010583



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité produit chez le lapin contre la GPX4 humaine, validé pour le Western blot, l'IHC, l'IF et l'ELISA. Détecte un antioxydant clé et un régulateur de la ferroptose, avec une réactivité croisée avec les échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GPX4 [validé par KD]
Remarques/Alias	MCSP ; SMDS ; GPx-4 ; PHGPx ; snGPx ; GSHPx-4 ; snPHGPx
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	2879
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 74 à 197 de la GPX4 humaine (NP_002076.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P36969
Poids moléculaire	20 kDa/22 kDa
Expédition	Sac réfrigérant