


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpx4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Numéro d'article: CM0013042



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-GPX4 est validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il réagit avec la GPX4 humaine, murine et de rat, une phospholipide hydroperoxydase essentielle protégeant les cellules de la ferroptose et des dommages oxydatifs. Idéal pour la recherche en biologie redox et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPX4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCSP; SMD5; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2879
GeneID	2879
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-197 de la GPX4 (NP_002076.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36969
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace