


Anticorps Polyclonal Anti-Gpx5 Pour Wb, Elisa - 075715

Numéro d'article: CM0017675



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GPX5 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du stress oxydatif dans la maturation des spermatozoïdes et la fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GPX5 Lapin pAb
Remarques/Alias	EGLP; GPx-5; GSHPx-5; HEL-S-75p; GPX5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2880
GeneID	2880
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du GPX5 humain (NP_003987.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	075715
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace