


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpx7 Pour Wb, Elisa - Q96SI4

Numéro d'article: CM0025979



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GPX7 validé pour WB et ELISA. Détecte le GPX7 humain, de souris et de rat, une peroxydase à thiol du RE impliquée dans l'homéostasie redox et le repliement oxydatif des protéines. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GPX7 Lapin pAb
Remarques/Alias	GPX6; CL683; GPx-7; NPGPx; GSHPx-7; GPX7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2882
GeneID	2882
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-187 du GPX7 humain (NP_056511.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96SL4
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace