

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpx8 Pour Wb Et Elisa - Q8Ted1

Numéro d'article: CM0022315



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GPX8 pour les applications WB et ELISA. Reconnaît la GPX8 humaine, murine et de rat, une thiol-peroxydase du réticulum endoplasmique (RE) essentielle à l'homéostasie rédox et à la formation des disulfures. Convient aux études sur le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPX8 pAb de lapin
Remarques/Alias	GPx-8 ; UNQ847 ; EPLA847 ; GSHPx-8 ; GPX8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	493869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 41-209 de la GPX8 humaine (NP_001008398.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q8TED1
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac de glace