

Anticorps Polyclonal Anti-Granzyme B Pour Wb, Elisa - P04187

Numéro d'article: CM0028626

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Granzyme B de souris (P04187), adapté pour le WB et l'ELISA. La Granzyme B est une sérine protéase clé dans l'apoptose et la pyroptose médiées par les lymphocytes T cytotoxiques et les cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Granzyme B Rabbit pAb
Remarques/Alias	GZB ; CCP1 ; Ctla1 ; Ctla-1 ; CCP-1/C11
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3002
GeneID	14939
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 141-240 de la Granzyme B de souris (NP_038570.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04187
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace