

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grap Pour Wb Et Elisa - Q13588

Numéro d'article: CM0014804

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine GRAP humaine (protéine adaptatrice apparentée à GRB2), validé pour le Western blot et l'ELISA. Outil fiable pour l'étude de la signalisation Ras, de la biologie de l'oreille interne et de la surdité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GRAP pAb de lapin
Remarques/alias	DFNB114 ; GRAP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10750
GeneID	10750
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 128-217 de la protéine GRAP humaine (NP_006604.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q13588
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace