

Anticorps Monoclonal Anti-Grasp65 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Numéro d'article: CM0006630



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GRASP65 de haute qualité pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biologie de l'appareil de Golgi et la structure cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRASP65 Rabbit mAb
Remarques / Alias	P65 ; GOLPH5 ; GRASP65
Espèce	Humain
GenelD	64689
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQQ3
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace