

Anticorps Polyclonal Anti-Grasp65 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Numéro d'article: CM0029243



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GRASP65 humaine (GORASP1, GOLPH5), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte une protéine d'empilement de l'appareil de Golgi de 46 kDa impliquée dans la formation du ruban de Golgi, la mitose et l'amarrage des vésicules. Idéal pour les études sur l'apoptose et le trafic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRASP65 Lapin pAb
Remarques/Alias	P65; GOLPH5; GRASP65
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	64689
ID de gène	64689
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 221-440 de la GRASP65 humaine (NP_114105.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BQQ3
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace