


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grb14 Pour Wb, Elisa - Q14449

Numéro d'article: CM0025408



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GRB14 validé pour les applications Western blot et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, souris et rat. Convient pour la recherche sur la signalisation de l'insuline et les études d'interaction des récepteurs. Poids moléculaire prédit : 61kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRB14 Lapin pAb
Remarques/Alias	GRB14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2888
GeneID	2888
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de GRB14 humain (NP_004481.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14449
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace